

مادة الترميم الجديدة بأيونومير الزجاج IonoStar Molar في كبسولة تطبيق مبتكرة

تركيبة من نوع جديد لتحقيق خواص مادية ومواصفات استعمال مثالية

تستند مادة IonoStar Molar إلى خبرة شركة VOCO لعقود طويلة في تطوير مواد الأسمنت من أيونومير الزجاج، التي أثبتت فعاليتها ملبياً المرات في التطبيقات السريرية اليومية. وتنبع التركيبة الجديدة مادة IonoStar Molar من خواصها المادية المتفوقة وكذلك مقاومتها العالية للضغط والتآكل. بالإضافة لذلك تضمن التركيبة الجديدة مواصفات استعمال جيدة وتحلّق الفرصة لتعديل قوام المادة إلى حد ما من خلال تغيير مدة المزج في جهاز المزج العامل بالتردد العالي. ويمكن بذلك تبعاً للحالة المعيشية تعديل القوام ليكون أكثر متانة أو أكثر ليونة.

ملائمة لاستطبابات مختلفة

IonoStar Molar ملائمة لترميمات الحفر غير الإطباقية من النوع ١، والترميمات شبه الدائمة للحفر من الأصناف ١ و ٢، وترميمات الآفات العنقية، ومعالجة الحفر من الصنف ٥، ومعالجة نخر الجذور، وترميمات الحفر من الصنف ٣، وترميمات الأسنان اللبنيّة، والإستعمال كقاعدة أو بطانة ولبناء الأرومة السنية وكذلك للترميمات المؤقتة. بذلك تشكّل IonoStar Molar اختياراً متنوعاً لاستعمال يوفر النتائج المطلوبة لكثير من التطبيقات، ويرجع ذلك أيضاً إلى مزايا الاستعمال التي توفرها كبسولة التطبيق الجديدة من VOCO.

مزایا كبسولة التطبيق الجديدة من VOCO

من المزايا الخاصة للكبسولة التطبيق الجديدة من VOCO الإستغناء عن استعمال مادة تحرير. ويتم كيس الكبسولة فوق سطح صلب بدفع المكبس الملون داخل الكبسولة ومن ثم يتم مزجهما كالعادة في جهاز مزج عالي التردد. بعد ذلك يرفع رأس التطبيق في الكبسولة وتتدخل في جهاز تطبيق تقليدي، وبذلك تكون المادة جاهزة للتطبيق. ويسمح تصميم الكبسولة الجديدة بالوصول إلى أصغر الحفر والمناطق التي يصعب الوصول إليها في الفم بشكل أفضل من كبسولات التطبيق التقليدية.


الشركة المصنعة:

VOCO GmbH, P.O. Box 767


27457 Cuxhaven/Germany

www.voco.com, info@voco.com

IonoStar Molar هي مادة ترميم من أيونومير الزجاج طورت حديثاً وتباع في كبسولات التطبيق الجديدة من VOCO. وتطبق هذه المادة دون استعمال مادة تخريش أو لاصق، وتحقق نتائج ممتازة بفضل قوامها الذي لا يلتحق بالأدوات وبفضل سدها المحكم للحواف. يمكن تشكيل مادة IonoStar Molar مباشرة بعد تركيبها وهي تتصلب خلال أربع دقائق. ويقاوم المستوى العالى لتحرير الفلوريد في هذه المادة تشكّل الحساسية اللاحقة للمعالجة. ويمكن استعمال EasyGlaze IonoStar Molar بالإشتراك بالإنجراف ذات المليء بجزيئات النانو، بسرعة وبشكل سهل لصنع ترميمات عالية الجمال وذات عمر طويل.



١. لتحريض الكبسولة يكفي وضعها فوق سطح صلب وكبسها باليد. لاحاجة لإستعمال أداة تحريض.



٢. بعد المزج التقليدي باستعمال جهاز مزج الكبسولات تتم إدارة فوهة التطبيق نحو الأسفل



٣. بعد إدخال الكبسولة المحرضة في أداة تطبيق تكون المادة جاهزة للاستعمال.



الصورة ١: الوضع البدائي في حالة سريرية للسن ٢٦ المصاب بنخر ثانوي في المنطقة الجانبية وتحت الترميم الإطباقي.



الصور من تقديم:
Dr. Sanzio Marques
Belo Horizonte/Brazil

المزايا

- ترميمات الحفر غير الإطباقي من الصنف ١
- الترميمات شبه الدائمة للحفر من الأصناف ٢ و ٥ و خارج الجذر
- ترميمات الآفات العنقية والحفريات من الصنف ٣
- ترميمات الأسنان اللبنية (دائمة)
- قاعدة/بطانة
- تشكيل الأرومة السنوية
- الترميمات المؤقتة
- زمن مزج متغير لتعديل القوام
- تطابق مثالي مع الحواف وتطبيقات سهلة
- يمكن تشكيلها فوراً بعد التركيب دون أن تتلتصق بالأداة
- في كبسولة التطبيق الجديدة من VOCO، ولذا فاستعمالها سهل دون مادة تحريض
- التصميم الجديد للكبسولة يصل إلى أصغر الحفر والمناطق التي يصعب الوصول إليها
- متانة عالية تجاه الضغط ومقاومة للتآكل
- مزودة بتقنية الزجاج المجربة من VOCO



أقرب ما يمكن للأصل - متقدمة على الطبيعي

درجة إنصهار عالية، جمالية عالية - متانة عالية: Creation ZI-CT

المزايا البراقة لنظام CREATION ZI-CT

- تأثير لوني طبيعي وديناميكي ضوئي طبيعية بفضل بلورات اللوسيت
- معدل تقلص منخفض جداً يسمح بتكرار الشوئ التصحيحي لمرات عديدة وبمزيد من الفعالية
- تماسك ممتاز بفضل درجة حرارة الشوئ العالية بقيمة ٩١٠ درجة مئوية
- موثوقية عالية في التحضير تستند إلى أكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال الزيركون
- موثوقية عالية بفضل البنية البلورية المتجانسة والمرونة العالية



WILLI GELLER
Creation

CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL GMBH, KOBLACHERSTRASSE 3, 6812 MEININGEN, AUSTRIA
PHONE +43 (0)5522 76784, INFO@CREATION-WILLIGELLER.COM, WWW.CREATION-WILLIGELLER.COM