

Admira Fusion x-Base: سريع . أمين ومستند إلى الخزف

الزجاجية شفافاً ضوئياً وعاتم للأشعة السينية، ويتميز بسلوك مرونة مشابه للعلاج ويضمن التماسك مع دعامة الجذمة السنية بشكل آمن من أوتاد الجذور التقليدية. ويتألف الود من حزمة من الأوتاد الرفيعة التي يربطها ببعضها في البداية شريط لاصق والتي يمكن إدخالها في قناة الجذر بخطوة عمل واحدة فقط. وبعد المعالجة المسبقة لقناة الجذر تتم سلكنة حزمة الأوتاد وتبليها بكمبوزيت التثبيت ومن ثم وضعها داخل قناة الجذر المملوءة بكمبوزيت التثبيت. وقبل التصليب الضوئي ينزع الشريط اللاصق، بحيث يمكن نشر الأوتاد المفردة الصغيرة من الحزمة داخل قناة الجذر بكاملها بواسطة أداة مناسبة. من خلال إنفراس الأوتاد تتم تقوية فعل كومبوزيت التثبيت في مسار قناة الجذر بكاملها إضافة إلى توسيع سطح التماس مع كومبوزيت التركيب في المجال التاجي، مما يؤدي إلى ثبات كبير لنظام الود والتركيب الفوقية.



وكذلك الحشوات من الصنف ٣ و ٤. يمكن تطبيق مادة Admira Fusion x-base ذات اللزوجة العالية بسهولة دون تنقيط وتحقق سطوحاً متساوية الإرتفاع وتلائم بشكل ممتاز مع جدران الحفر المحضرة. وبعد التصليب الضوئي (٢٠ ثانية) يلزم فقط تطبيق طبقة مغطية بمادة Admira Fusion أو بمادة كومبوزيت عامة الإستعمال أو مخصصة للأسنان الخلفية مستندة في تركيبها إلى الميتاكريلات. وبهذا تعطي تعويض سني متين وجميل .

Rebilda® Post GT وند جذور الكومبوزيت بالألياف الزجاجية
Rebilda Post GT هو وند جذور من الكومبوزيت المقوى بالألياف

الوحيدة Admira Fusion الحاوية على مادة ORMOCER® النانو هيبيريدي توفر تقنية Pure Silicate الفريدة من نوعها، التي تسمح بتحقيق ترميمات مباشرة بجودة الخزف. وقد أصبحت مادة الحشو القابلة للذوبان Admira Fusion ومادة الحشو الكتلي Admira Fusion x-tra والمادة القابلة للسيلان Admira Fusion Flow من المواد المستعملة دائماً في العيادة السنية. واليوم تستكمل مادة الحشو الكتلي القابلة للسيلان Admira Fusion x-base هذه المجموعة من المنتجات السريعة والأمنة. بذلك يمكن تشكيل الطبقات بسماكة حتى ٤ مم في خطوة عمل واحدة. هذا الأسلوب في العمل يلاءم التبطينات من الصنف ١ و ٢

VOCO GmbH
P.O.Box 767
D-27457 Cuxhaven
Germany
info@voco.com
www.voco.com

Success CD تيجان وجسور مؤقتة مثالية خلال ٥ دقائق فقط

لذلك فإن رؤوس المزج القصيرة جداً لمادة Success CD تسمح بالتطبيق الدقيق وبذلك تقلل من ضياع المادة بمعدل ٤٠٪. وأما من جهة الخواص الفيزيائية لهذه المادة فيجدر بالتنويه المتانة الممتازة تجاه الجهود المعترضة والتحمل العالي للجهود الوظيفية. بفضل إنخفاض التقلص عند التصليب يمكن تصنيع ترميمات مؤقتة ذات دقة شكلية عالية. الثبات اللوني العالي والبريق المشابه للعلاج يضمن الحصول على نتائج جمالية طويلة المدى. كما أن البريق الفلوري الطبيعي لمادة Success CD وتوفرها بألوان مختلفة يدعم الحصول على نتائج جمالية مثالية.

Success CD هي العجينة المتصلبة بالبارد من شركة Promedica والمصنوعة على أساس من الكومبوزيت والمخصصة للتصنيع السريع والسهل عند كرسي المعالجة للجسور والتيجان والحشوات المؤقتة. بإستعمال Success CD يمكن تصنيع الترميمات المؤقتة العالية الجودة خلال ٥ دقائق فقط، وتكتسب هذه المادة بعد بقاءها في الفم لمدة ٣٠ - ٦٠ ثانية قواماً مرناً يسمح لطبيب الأسنان بنزعها من مكانها دون تغير شكلها. وتتصلب المادة كلياً بعد ٣ دقائق بحيث يمكن بعد ذلك صقلها. هذا الأسلوب يوفر الوقت بشكل كبير مما يجعله إقتصادياً جداً. بالإضافة



Promedica Dental Material GmbH
Domagkstr. 31
24537 Neumünster
Germany

tel.: + 49-4321-54173
fax: +49-4321-51908
Email: info@promedica.de
www.promedica.de

مرنة ورشيقة ومتينة . لوالب الصقل من Komet تصل إلى كل السطوح



المعروفة كالمقعم والشعلة والعدسة ويسعى في الوقت نفسه للتقليل من محتوى العيادة من الأدوات، فهو يجد في لوالب الصقل الجديدة الحل العملي الملائم. هذه اللوالب توصل ترميمات الكومبوزيت بسرعة وبطريقة مريحة إلى نتيجة لماعة نهائية، وهي رشيقة وتتلائم بفضل مرونتها العالية مع كل الظروف التشريحية. كما انها تحقق بفضل نهايتها الأكثر سماكة صقلاً ممتازاً وتمتاز كذلك بالمتانة العالية.

نظام الصقل الفعال من أهم العوامل التي لا بد منها لتحقيق أعلى مستويات الجمالية والمتانة لترميمات الكومبوزيت إلى جانب الطريقة الصحيحة في تشكيل الطبقات. وغالباً ما يعتبر الصقل خطوة إضافية فنية، في حين أنها من الناحية السريرية ضرورة أساسية. لذا فإن تحقيق الهدف المصقول بإستعمال أدوات قليلة أمر إيجابي بالتأكيد. وهكذا فإن كل من لا يرغب بالعمل بالأدوات التقليدية بالأشكال

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo, Germany

Tel.: +49 (0) 5261 701-700
Fax: +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Dürr Dental روح الإبتكار والشغف بالتفاصيل



للهواء خالي من الزيت لطب الأسنان. إن أنظمة ضغط الهواء من Dürr Dental رائدة في السوق بفضل استطاعتها العالية وجودة الهواء الذي تنتجه. ويضع أطباء الأسنان ثققتهم التامة في الخبرة الهندسية والجودة الرفيعة لهذه الشركة الرائدة في الإبتكار. إن منتجات Dürr Dental معروفة في العيادات السننية والمستشفيات في كل أنحاء العالم منذ عقود طويلة.

منذ سبعين سنة يعتبر أسم Dürr Dental رديفاً للحلول المتقدمة والرائدة في طب الأسنان. والكثير من المعايير المتبعة في العمل ترجع إلى شركة Dürr Dental في تطويرها، وهي ماتزال حتى اليوم تشكل مقياساً لطريقة العمل. وتقدم شركة Dürr Dental منتجات متفوفة وخدمات ممتازة تلبى كل المتطلبات من خلال الأنظمة المتوافقة مع بعضها في مجالات الهواء المضغوط والشفط والتصوير والمحافظة على الأسنان والنظافة. وقد سمحت Dürr Dental لأول مرة في عام ١٩٦٤ في أوروبا من خلال نظام الشفط الذي ابتكرته بمعالجة المريض في وضعية الإستلقاء. وفي العام التالي أنزلت الشركة على الأسواق أول نظام ضغط

DÜRR DENTAL AG
Duer Dental Middle East
Dr. Michael Koll
P.O.Box 87355
Al Ain, United Arab Emirates

Tel.: +971 50 550 8412
Fax: +971 3 767 5615
koll.m@duerr.de
www.duerr.de

شركة Coltene تدخل سوق العمل بأسلوب CAD/CAM

Cerec. إن توسيع الخيارات المتوفرة لموادنا سيزيد من إمكانيات استخدام الأسلوب الرقمي في طب الأسنان، وهذا يعني بالطبع ميزة كبيرة لزبائن نظامنا Cerec. تضافر القدرات لعاملين مختلفين: في هذا العام سيحتفل نظام Cerec، النظام الناجح لساحلين مختلفين: في هذا العام سيحتفل نظام CAD/CAM من شركة Sirona بيوبيله الثلاثين. لقد اثبتت الترميمات المصنوعة من Cerec كفاءتها ملايين المرات في كل أنحاء العالم ويعتبر هذا النظام هو من فتح الطريق للأسلوب الرقمي للتصنيع الآلي عند كرسى المعالجة. شركة Coltene معروفة كذلك منذ أكثر من ثلاثة عقود في كل أنحاء العالم كشركة رائدة في مجال المعالجة الحشوية اللاصقة.

BRILLIANT Crios سيتم إطلاق إنتاج كتل الكومبوزيت الجديدة Reinforced Composite Blocs لتصنيع الحشوات والترصيعات والكسوات النهائية عند كرسى المعالجة. بذلك تركز شركة Coltene عملها على الكومبوزيت العالى القدرة والمتنوع الإستعمال وعلى طريقة تحضيره بمساعدة الكومبيوتر للإستعمال المباشر في العيادة. ويقول السيد Jeffrey Slovin المدير العام لشركة Sirona: إن Coltene معروفة في كل أنحاء العالم كشركة عريقة وموثوقة في مجال الصناعة السنوية. ونحن سعداء بالترحيب بشركة Coltene كمنتج رسمي للمواد الإستهلاكية الخاصة بنظامنا Cerec لمناسبة اليوبيل الثلاثين لنظام



ستصبح شركة Coltene المختصة بتصنيع المواد الإستهلاكية السنوية شريكاً في إنتاج المواد التابعة لنظام التصميم والتصنيع بدعم الكومبيوتر من شركة Sirona. فتحت أسم


Coltène/Whaledent
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten
Switzerland
Tel.: +41-71-7575300
Fax.: +41-71-7575301
office@coltenewhaledent.ch
www.coltenewhaledent.com

Kenda أدوات صقل سنوية لأطباء الأسنان وفنيي المخابر السنوية

أدوات الصقل من Kenda لفنيي المخابر السنوية ملائمة للأغراض التالية: أكسيد الزركون + الخزف، المسكوب، الخزف، الفلدسبات، الكومبوزيت، المعادن الثمينة، المعادن، الخزف + التيتان، بلاستيك التعويضات السنوية.

تصنع شركة Kenda أدوات الصقل السيليكونية والماسية بأعلى مستويات الجودة لأطباء الأسنان وفنيي المخابر السنوية. تتوفر أدوات الصقل المختلفة بنموذج قابل للتعميم بالخيار للإستعمال المتكرر وكذلك بنموذج للإستعمال لمرة واحدة فقط مع كل مريض. تمتلك شركة Kenda من خلال خبرتها الطويلة القدرة بالتعاون مع زبائننا على تصميم وتصنيع أدوات الصقل الملائمة للأغراض الخاصة.

أدوات الصقل من شركة Kenda لأطباء الاسنان ملائمة للتطبيقات التالية: الكومبوزيت، الخزف، خلاط التيتان، الذهب، الملغم، بلاستيك التعويضات السنوية، الكومبومير، الأيونومير الزجاجي، أكسيد الزركون، الوقاية، أصناف البلاستيك المرنة، الكومبوزيت الهجين، الخزف الهجين، المعدن، الكسوات، الميناء السنوي.




KENDA AG Dental Polishers
Vaduz, Liechtenstein
info@kenda-dental.com
www.kenda-dental.com
Tel: +423 3882311

أشرطة ماسية مخرمة من شركة NTI Kahla

مع سطح السن. وهذا يسهل المطابقة المقاربة للحشوات من الصنف ٢ و ٣ و ٤. هذه الأشرطة الجديدة ذات قدرة حت أكبر من الأشرطة العادية، مما يقصر مدة المعالجة.

تتوفر الأشرطة بثلاثة قياسات للحبيبات تسمح بالعمل بالطريقة المناسبة والنحت حسب الحاجة. الأشرطة مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ مما يضمن إمكانية تعقيمها وتنظيفها لمرات عديدة.



NTI Kahla GmbH

Rotary Dental Instruments

Im Camisch 3

07768 Kahla

Germany

Tel.: +49-36424-573-0

Fax.: +49-36424-573-29

nti@nti.de

www.nti.de

تتطلب تقنية التقصير المقارب للميناء AER الكثير من الحذر والدقة. وتساعد الأشرطة الجديدة المخرمة على القيام بهذه المهمة في عيادة التقويم السني. هذه الأشرطة الماسية المخرمة الجديدة تتلاءم بشكل مرن

تجديد مركز المعالجة السنية eIII Clesta من شركة Belmont

كرسي وحدة Clesta eIII ذو نظام كهربائي هيدروليكي تقوم شركة Belmont اليابانية بتصنيعه بنجاح منذ أكثر من ٦٠ سنة. وهذا النظام يتميز باستطاعة رفع كبيرة ومتانة عالية. وقد زودت وحدة المعالجة السنية بنظام هواء مضغوط بسيط ومتين وسهل التصليح. ولا يحتاج نظام الإنارة LED لتبديل المصابيح. بعد إنزال هذه الوحدة السنية إلى الأسواق قامت شركة Belmont بجمع آراء وتعليقات المستعملين ومن ثم قامت بتجديد وحدة Clesta eIII لتحسين الأرغونومية وتعديل لوحة الخدمة وإضافة خيارات جديدة تزيد فعالية العمل في العيادة.



إن كنت تبحث عن المردود الأقتصادي الأفضل على المدى الطويل في اختيارك للوحدات السنية فإن الخيار الأفضل سيكون بالتأكيد وحدة المعالجة السنية Clesta eIII هذه الوحدة الموثوقة والمتينة ستحميك من ضياع الوقت في العيادة. تكاليف الصيانة على الحد الأدنى. وستبقى هذه الوحدة تعمل دون توقف أكثر من أي وحدة سنية أخرى في السوق.

Takara Belmont Corporation

1-1, 2-Chome, Higashishinsaibashi,

Chuo-ku

Osaka, 542-0083

Japan

Tel.: +81 6 6213 5945

E-mail: belmont29@belmont.jp

www.takarabelmont.co.jp

Composan LCM & Composan LCM flow

المثالي مع اللون الطبيعي للأسنان وبالبريق الطبيعي للحشوة النهائية المصنوعة منه.

Composan LCM متوفر أيضاً بشكل سائل تحت أسم Composan LCM flow. مادة الحشو الهجينة الميكرو السائلة المتصلبة بالضوء ملائمة بشكل خاص لتطبيقات الحد الأدنى من البضع، ولحشوات الأصناف ٣ و٤ ولسد الشقوق الكبيرة وغير ذلك.

Composan LCM Flow هو مادة تبطين مثالية تحت الكومبوزيت، وهي سهلة التطبيق مباشرة من المحقنة وتلائم بشكل ممتاز مع جدران الحفر. وهي تقوي طبقة اللصق وتمنع تشكل مناطق غير سليمة على جدار الحفرة. بفضل مرونته يمتص Composan LCM flow جهود الضغط بشكل جيد.

حشو ملائمة للأسنان الأمامية والخلفية وكذلك لتقنيات الحشوات المسكوبة والترصيعية. يضمن المحتوى العالي من مواد الملىء بالإشتراك مع النسيج الراتنجي المتوازن لهذا الكومبوزيت خواص فيزيائية ممتازة كمدد التآكل المنخفض وإنخفاض تقلص البلمرة والمتانة العالية تجاه الضغط الشاقولي والجانبية.

بإستعمال اللاصق 1 Compobond يصبح ترابط كومبوزيت Composan LCM مع العاج والميناء متيناً جداً ويؤدي إلى سد محكم لحواف الحفر. هذا الكومبوزيت يتميز أيضاً بسهولة طريقة استعماله ويجاوبه الممتاز مع الصقل. كما أن Composan LCM يلبي أعلى متطلبات الجمالية لأطباء الأسنان في كل أنحاء العالم بتطابقه



تمتلك شركة Promedica المصنعة للمواد السنية العالية الجودة خبرة طويلة في الصناعة السنية وهي تتكيف مع حاجات أطباء الأسنان في العالم كله من خلال مجموعتها الكبيرة من المنتجات التقليدية والمتطورة من أحدث الأجيال. الكومبوزيت الهجين الميكرو المتصلب بالضوء Composan LCM هو مادة

PROMEDICA
Dental Material GmbH
Domagkstr. 31
24537 Neumünster
Germany
tel.: +49-4321-54173
fax: +49-4321-51908
info@promedica.de
www.promedica.de

Medicem

يقلل من خطر التعرض للتحسسات. Medicem متوفر بشكل مسحوق أو مزيج سائل (متوفر بحجمين).

لمزيد من المعلومات عن منتجات Promedica تفضلوا بزيارة صفحتنا www.promedica.de أو تفضلوا بالاتصال بطاقم Promedica على العنوان التالي info@promedica.de

Medicem يتميز برقة الطبقات التي يمكن تشكيلها منه مما يضمن نتائج مثالية وتطابق إطباقه ممتاز. بالإضافة لذلك يتميز بخواص فيزيائية ممتازة كقيم الإلتصاق العالية على بنية السن والمتانة العالية تجاه الضغط. المادة تبقى مرنة لمدة طويلة خلال التشكيل بحيث يمكن إزالة الزوائد بشكل مريح.

يتميز Medicem بقيمة درجة الحموضة العالية PH مقارنة بغيره، مما يؤدي إلى نتائج منخفضة درجة الحموضة. بذلك فإن هذه المادة ملائمة بشكل ممتاز لتغطية اللب. Medicem لا يحتوي على مواد راتنجية وبالتالي فهو لا يتسبب بتحريز المونوميرات مما



Medicem هو أسمنت أيونوميري زجاجي من إنتاج شركة Promedica والمخصص لتثبيت القطع المصنوعة في المخبر (التيجان، الجسور الحشوات، الترصيعات) ولتثبيت الأوتاد اللبية. كما يمكن أستعماله لتثبيت الأشرطة التقيمية.

PROMEDICA
Dental Material GmbH
Domagkstr. 31
24537 Neumünster
Germany
tel.: +49-4321-54173
fax: +49-4321-51908
info@promedica.de
www.promedica.de

Ivoclar Vivadent تشارك في تصميم مستقبل التعويض السني الرقمي



بتوسيع مجال كفاءتها الطويلة في مجال المواد وأساليب العمل الرقمية لتشمل سلسلة العمل الرقمي بأكملها، وقدمتها للسوق لأول مرة تحت العلامة التجارية Ivoclar Digital في المعرض السني الدولي IDS 2017

ويبرر السيد Robert Ganley هذه الخطوة بقوله: إن هذا التطوير اللاحق منطقي بالنظر إلى الكفاءة والخبرة الكبيرة المتوفرة لدينا أصلاً في المجال الرقمي من خلال IPS e.max وغيره من المنتجات. وبذلك طبقنا هذه الخبرة الآن في تطوير وحدات الخراطة والجلخ وكذلك في الخدمات التابعة لذلك، والتي تجعلنا قادرين على تزويد فنيي المخابر السنية واطباء الأسنان بالوسائل التي تسمح لهم بالعمل بفعالية أكبر. فهذه الوسائل تحقق لهم نتائج جمالية

Ivoclar Digital هي الصنف التجاري الجديد من شركة Ivoclar Vivadent وهي تقدم للعيادة والمخبر السني قائمة شاملة من منتجات التصميم والتصنيع الرقمي CAD/CAM : مواد، أجهزة خراطة وخدمات. ويوفر التطوير الخاص للمواد وأساليب العمل الرقمي داخل الشركة إلى جانب التعاون الوثيق مع شركاء المسح الضوئي، وخاصة مع الشركاء المختصين بأجهزة وبرامج المسح الضوئي 3Shape للمستعمل حلولاً مثالية والمزيد من الراحة والإنتاجية في العمل.

إن تزايد التحويل الرقمي لخطوات العمل في المجال السني يتطلب التلاؤم المثالي لكل العناصر داخل مسار العمل مع بعضها. ولهذا السبب قامت شركة Ivoclar Vivadent

يمكن التنبؤ لها.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan, Liechtenstein
Tel.: +423-235-3535
Fax: +423-235-3360
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Mectron combi touch العمل بجهاز يجمع كل شيء



لوحة أرغونومية عاملة باللمس بفضل لوحة التشغيل ذات التصميم الارغونومي يمكن التحكم بكل الوظائف بسرعة وبأسلوب بديهي. ويمكن تنظيف الجهاز وتعقيمه خلال وقت قصير جداً.

وظيفة الملىء من جديد

بفضل وظيفة الملىء من جديد الفريدة من نوعها يمكن فتح حجرة المساحيق ونزعها من الجهاز دون أيقافه عن العمل - من أجل الإستعمال المرين لبيكربونات الصوديوم (prophy) ومسحوق الغليسين (perio).

Combi touch هي وحدة عاملة بالأصوات فوق الصوتية وجهاز لرش المساحيق في نفس الوقت. بذلك تسمح هذه الوحدة بالمعالجة الوقائية التامة - من إزالة التسببات الصلبة فوق وتحت اللثة وحتى إزالة التلخخات اللونية والفيلم الحيوي بتيار المسحوق.

المزايا:

عمل فوق وتحت اللثة

خلال المعالجة يمكن بكيسة بسيطة على زر prophy أو perio تحويل نظام عمل تيار المسحوق من فوق إلى تحت اللثة.

الحماية من الإنسداد

بعد تشغيلها يمنع تيار مستمر خفيف من الهواء تجمع الترسبات في نظام الخراطيم.

mectron S.p.A.
Via Loreto 15/A
16042 Carasco (GE)
Italy
Tel.: +39 0185 35361
Fax: +39 0185 351374
E-Mail: mectron@mectron.com
www.mectron.com

خليطة عامة الإستعمال لتطبيقات متعددة

والتركيبات فوق الغرسات والقوالب المعدنية للطقوم السنوية. وهي ملائمة للخراطة وتقنيات التاج المضاعف وكذلك للكسوات من الخزف الخاص المنخفض الإنصهار وكومبوزيت المخابر السنوية المتصلب بالضوء SR Nexco .

مزايا كثيرة للمستعمل
توفر الكثافة المنخفضة لهذه الخليطة من النفقات اللازمة لتصنيع كل تاج. ويمكن لمخابر صناعة الأسنان حساب الأسعار بمرود أفضل. هذه الخليطة الخالية من النحاس تحمي من تأكسد داخل التيجان التلسكوبية والتيجان المخروطية. وهي لا تتسبب بتفاعلات سلبية أو بتلون الأنسجة. تتميز هذه الخليطة بلون أصفر قوي رغم المحتوى المنخفض من الذهب. ويمنح ذلك الكسوة مظهراً طبيعياً وجمالياً.

ملائمة لعدد كبير من التطبيقات
هذه الخليطة ملائمة عملياً للحشوات والتيجان بنسبة ٤/٣، والتيجان والتيجان التلسكوبية والمخروطية، والجسور الصغيرة والكبيرة، والأوتاد، والقضبان، والعناصر البنائية،



الخليطة الجديدة العامة الإستعمال BioUniversal KFG+ ملائمة لمجموعة واسعة من التطبيقات. وهي سهلة التشكيل وملائمة للإستعمال مع الكومبوزيت المخبري SR Nexco BioUniversal KFG+ هي خليطة عامة الإستعمال وإقتصادية، وتشكل التطوير اللاحق للخليطة العامة الإستعمال BioUniversal KFG التي أستبدلت الآن بالخليطة الجديدة.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan, Liechtenstein
Tel.: +423-235-3535
Fax: +423-235-3360
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

FILPIN PIN BENDER

أداة اللوي الخاصة للإستعمال مع FILPIN لمزيد من الدقة والتطابق. متوفرة لدى تجار المواد السنوية.

FILPIN (وتد التثبيت السني)

قابل للوي بسهولة ليلائم شكل الترميم دون كسره أو كسر السن. تصميم فريد للحلزنة يرفع التثبيت إلى حد أعظمي دون التسبب في تشكل جهود داخلية.

FILPOST (وتد قناة الجذر)

يحافظ على المزيد من بنية السن السليمة، وهو أمتن في الإستعمال بفضل نظامه الخاص للتثبيت الداخلي. يمكن تغيير شكله بسهولة ليلائم مسار القناة دون خرطر الكسر، مما يسمح بإدخال عدة أوتاد بسهولة في الأذنوية المتلاقية. لاجابة للحف خلال وضع الوتد بفضل أداة التثليم الخاصة Universal Groover، التي تقلل من كمية العاج المزاحة وتخلق تثليماً سلبياً فريداً من نوعه يقوي التثبيت.



صممت منتجات Filhol Dental لتعمل بشكل أسرع وأسهل وأكثر أماناً. وهي مصنوعة من التيتان الصافي (٩٩,٨٪) وملائمة للجسم وصالحة للإستعمال مع كل المواد السنوية.

Filhol Dental
Old Police Station
Chipping Campden
Gloucestershire GL55 6HB
United Kingdom
Tel:- +44(0)1386 841 864
Fax:- +44(0)870 116 9790
info@filhol.com
www.filhol.com

جودة ممتازة من سويسرا

الكهربائية. وقد تعرف زوار المعرض الذين بلغ عددهم ٤٨,٠٠٠ إلى جانب مجموعة منتجات Trisa الواسعة على أحدث المنتجات والإبتكارات التي أنزلتها الشركة مؤخراً إلى الأسواق. فقد أطلقت Trisa مثلاً في مجال العناية الفموية بين الأسنان مؤخراً مجموعة الفرشاشي بين السنوية الجديدة بخمس أقطار مختلفة والمزودة بشعيرات ناعمة ملونة تجعل الاستعمال أكثر سهولة. عرضت هذه المنتجات وغيرها من بين مجموعة منتجات العناية الفموية من Trisa على الزوار المهتمين لجناح الشركة من قبل الطاقم الخبير المتعدد الجنسيات للشركة من سويسرا والإمارات العربية المتحدة.

إن التعاون على مدى سنين طويلة بين Trisa والمحترفين السنيين والجامعات الطبيعية في العالم يساعد على تحقيق نتائج رائدة في مجال العناية الفموية. إن شركة Trisa بمنتجاتها المتفوقة الأداء وإبتكاراتها الكثيرة تمنح المستعمل المزيد مقابل التكاليف المترتبة عليه وهي دوماً سباقه في مجالها.

شركة Trisa التي تأسست عام ١٨٨٧ في بلدة Triengen بالقرب من مدينة لوزيرن السويسرية في قلب سويسرا وأوربا هي اليوم شركة عالمية رائدة في مجال العناية الفموية والعناية بالشعر ومنتجات العناية بالجسم. منتجات Trisa تسوق في أكثر من ٨٠ دولة في كل القارات بإعتبارها من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المنتجات السنوية وذات خبرة عريقة. وفي كل يوم يترك مواقع الإنتاج ذات المستوى التقني الرفيع أكثر من مليون منتج ليوزع في كل أنحاء العالم. إن Trisa لاتحيد عن هدفها الرئيسي وهو تزويد الزبائن بأفضل أصناف فرشاشي الأسنان.



AEEDC في دبي هي فرصة طيبة لهذه الشركة السويسرية للتواصل مع المحترفين السنيين المحليين ومع مستعملي منتجاتها.

وقد تركز التركيز في هذا العام على كفاءة Trisa في العناية الفموية بين الأسنان وفي فرشاشي الأسنان

العلامة التجارية Trisa مرتبطة منذ عقود طويلة في كل أنحاء العالم بمنتجات العناية الفموية ذات الجودة المتفوقة، ولذا فهي عنصر أساسي في أعمال النظافة الروتينية اليومية للبشر - كذلك في دول الخليج العربي والشرق الأوسط. إن المشاركة السنوية في المؤتمر والمعرض السنوي الدولي

TRISA AG
Kantonsstrasse 31
6234 Triengen
Switzerland
Tel.: +41 41 935 35 35
Fax: +41 41 935 33 00
www.trisa.ch
marketing@trisa.ch